

**СОГЛАСОВАНО**



Руководитель ГЦИ СИ  
Директор Клинского филиала  
«Меделеский ЦСМ»

Н.В. Зарембо  
*Зарембо*  
08 2007 г.

<b>Термометры медицинские максимальные стеклянные</b>	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 252-07 Взамен № 252-86
---	--

Выпускается по ГОСТ 302.

### **НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Термометры медицинские максимальные стеклянные предназначены для измерения температуры тела человека.

### **ОПИСАНИЕ**

Принцип действия термометров основан на тепловом изменении объема термометрической жидкости в зависимости от температуры тела человека.

Конструкция: термометра состоит из капиллярной трубки с резервуаром, заполненным термометрической жидкостью. Капиллярная трубка защищена стеклянной оболочкой, внутри которой вложена шкала для отсчета измеряемой температуры.

Термометры изготавливаются следующих исполнений:

1. Термометр медицинский максимальный стеклянный.
2. Термометр медицинский максимальный стеклянный с защитным полимерным покрытием резервуара и нижней части термометра.
3. Термометр медицинский максимальный стеклянный с защитным полимерным покрытием всего термометра.

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Пределы измерения, °C		Цена деления шкалы, °C	Длина термометра, мм.	Большая ось овала корпуса термометра, мм.
от	до			
32	42	0,1	125 <sup>+15</sup> <sub>-10</sub>	12 max

Предел допускаемой погрешности термометров ±0,1 °C.

Вероятность безотказной работы термометров соответствует значению 0,96 за 500 час.

## **ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак утверждения типа средства измерения наносится на шкале термометра и эксплуатационной документации типографским способом.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Термометр - 1 шт.;  
Руководство по эксплуатации - 1 экз.;  
Футляр - 1 шт.

## **ПОВЕРКА**

Проверка производится по ГОСТ 8.250. «Термометры медицинские максимальные стеклянные. Методы и средства поверки».

В эксплуатации не проверяются

## **НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

ГОСТ 8.558-93. «Государственная поверочная схема для средств измерений температуры»

ГОСТ 302-79 «Термометры медицинские максимальные стеклянные Технические условия».

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Тип термометров медицинских максимальных стеклянных, утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФСР 2007/01546.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ОАО «Термоприбор», г. Клин, Московская область,  
Волоколамское шоссе, 44, тел. (49624) 515-82, факс(49624) 215-62

Руководитель ОАО «Термоприбор»

С.Г. Иткин

