

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ

Директор РУП "Белорусский  
государственный институт  
метрологии"

Н.А. Жагора

"Грудзень" 2012



Спирометры автоматизированные  
многофункциональные МАС-1

Внесены в Государственный реестр средств  
измерений

Регистрационный № РБ 03 25 0387 11

Выпускают по ТУ РБ 14503472.001-96

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Спирометры автоматизированные многофункциональные МАС-1 (далее - спирометры) предназначены для оценки состояния дыхательной системы человека путем измерения и вычисления ряда параметров дыхания, сравнения их с хранящимися в памяти величинами, а также визуализации процесса дыхания. Наряду с определением параметров механики внешнего дыхания спирометры могут служить для оценки кислородного газообмена в легких, а также для визуализации пульсаций артериальной периферической крови, создаваемых сердечными сокращениями.

Область применения - в клиниках, поликлиниках, санаторно-курортных учреждениях, реабилитационных и диагностических центрах в практике пульмонологии, анестезиологии, функциональной диагностики, спортивной медицины.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия спирометра основан на измерении расхода воздуха, проходящего через дыхательный датчик типа "трубка Флейша" как при выдохе, так и при вдохе, методом перепада давления с преобразованием механической величины в электрический сигнал и его последующим представлением в цифровой форме. Для определения содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе используется метод селективной инфракрасной спектроскопии с отбором пробы в боковом потоке. Для отображения пульсаций артериальной периферической крови (пульсовой волны) применяется метод оптического чрезкожного сканирования капиллярного кровотока на двух длинах волн.

Спирометр состоит из:

- измерительной головки типа "трубки Флейша";
- оптоэлектронного датчика типа «пальцевая манжетка» (для режима «пульсоксиметрия»);
- модуля сопряжения (усиления, преобразования и передачи сигналов);
- блока питания от сети 230 В, 50 Гц;
- вычислительного блока на базе одноплатной микро-ЭВМ (только для вариантов исполнения МАС-1-А, МАС-1-ВГА);
- мембранный клавиатуры для ручного ввода данных (МАС-1-А, МАС-1-ВГА);
- жидкокристаллического монитора для отображения информации (МАС-1-А).

Вычислительное устройство получает сигнал с измерительной головки, преобразованный в цифровую форму в модуле сопряжения, обрабатывает его, вычисляет параметры дыхания, а также отображает процесс дыхания на экране в режиме "реального времени".



Измеренные и вычисленные параметры автоматически преобразуются к внутрилегочным условиям (BTPS). Полученные реальные значения параметров внешнего дыхания соотносятся с хранящимися в памяти заданными величинами. Спирометр измеряет более 40 общепринятых параметров функции внешнего дыхания (по вдоху и выдоху).

Ввод данных о пациенте (рост, вес, возраст и др.) и управление спирометром осуществляется посредством встроенной в основной блок универсальной клавиатуры.

Спирометры изготавливают в трех исполнениях: MAC-1-А, MAC-1-ВГА, MAC-1-ПК. Спирометр MAC-1-ПК выполняет свои функции только при подключении к персональному компьютеру (ПК) и их совместном использовании. Спирометр MAC-1-ВГА при подключении к монитору.

Каждое исполнение спирометра может содержать помимо базовых дополнительные режимы работы: пульсоксиметрия (отображение пульсовой волны), газоанализ (капнография - определение содержания углекислого газа в выдыхаемом - вдыхаемом воздухе).

Внешний вид спирометров приведен на рисунках 1 и 2.



Рисунок 1. Спирометры MAC-1-А и MAC-1-ВГА




Рисунок 2. Спирометр MAC-1-ПК

Места нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки, гарантийного клейма и маркировки в виде наклеек приведены в приложении А настоящего описания типа.



# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерения объема выдыхаемого воздуха, л	от 1 до 8
Пределы допускаемой относительной погрешность измерения объема воздуха, %	<u>+4</u>
Диапазон измерения объемной доли углекислого газа в воздухе, %	от 0,1 до 10
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения объемной доли углекислого газа, %	<u>+0,5</u>
Потребляемая мощность, В·А, не более	40
Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °С	от 10 до 35
- относительная влажность при температуре 25 °С, %, не более	80
Масса, кг, не более	4

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта спирометра методом компьютерной печати.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки спирометра указан в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Спирометр автоматизированный многофункциональный МАС-1 (МАС-1-А, МАС-1-ВГА, МАС-1-ПК)	1
Кабель питания спирометра	1
Кабель интерфейсный спирометра	1
Преобразователь потока (дыхательная трубка Флейша)	1
Мундштук многоразовый ШБИФ.689.001-001.00.00	10
Зажим для носа типа A-M-System, США	2
Паспорт ШБИФ.689.001 ПС	1
Руководство по эксплуатации ШБИФ.689.001 РЭ	1
Удлинитель сетевой 3 м.	1
Шприц калибровочный (установка поверочная для воспроизведения объемов воздуха) типа АИШБ 422.365.001*	1
Печатающее устройство формата А4 матричного или лазерного типа в комплекте с кабелем питания*	1
Цветной ЖК-видеомонитор Типа TFT с интерфейсом VGA в комплекте с кабелем питания и кабелем VGA*	1
Компакт-диск с программным обеспечением "СпироЭксперт"	1
Датчик для пульсоксиметрии типа EnviteC, Германия***	1
Мундштук многоразовый с портом отбора газа ШБИФ.689.001-001.00.01**	5
Магистраль газовая типа Microstream, Израиль**	1
Мундштук одноразовый типа Мк-Пайп, Россия*	В соответствии с заказом
Фильтр антибактериальный типа A-M- System, США*	В соответствии с заказом

Примечание:

\* - поставляется по требованию заказчика;

\*\* - при заказе режима "газоанализ";

\*\*\* - при заказе режима "пульсоксиметрия"



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ РБ 14503472.001-96 "Спирометры автоматизированные многофункциональные МАС-1"

ГОСТ 20790-93 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия".

ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации. Хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды."

Методика поверки МРБ МП. 2203-2012 "Спирометры автоматизированные многофункциональные МАС-1. Методика поверки".

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спирометры автоматизированные многофункциональные МАС-1 соответствуют ТУ РБ 14503472.001-96 "Спирометры автоматизированные многофункциональные МАС-1", ГОСТ 20790-93 и ГОСТ 15150-69.


Межповерочный интервал – не более 12 месяцев.

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ  
г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13 Аттестат  
аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

УП "Унитехпром БГУ" 220108, г. Минск, ул. Курчатова, 1

Директор УП "Унитехпром БГУ"



П. Н. Шульга


Начальник научно-исследовательского центра  
испытаний средств измерений и техники БелГИМ

С. В. Курганский




## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схема с указанием места нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки, гарантийного клейма и маркировки в виде наклеек.



А) Схема пломбировки и маркировки спирометров MAC-1-А и MAC-1-ВГА.



Б) Схема пломбировки и маркировки спирометров MAC-1 ПК.

