

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
для Государственного реестра средств измерений


УТВЕРЖДАЮ

Директор

Республиканского унитарного предприятия
«Гомельский центр стандартизации,

метрологии и сертификации»

А.В. Казачок



| | |
|--|--|
| Электроды стеклянные комбинированные лабораторные ЭСКЛ-08М | Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № РБ 03 09 0622 08 |
|--|--|

Выпускают по ТУ 25-7410.0008-87, Республика Беларусь.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электроды стеклянные комбинированные лабораторные ЭСКЛ-08М предназначены для измерения активности ионов водорода (величины pH) в водных растворах, не содержащих фтористых соединений и веществ, образующих несмыываемые водой осадки или пленки на поверхности электродов. Электроды могут применяться в различных отраслях промышленности, в том числе в хлебопекарной и мясной.

ОПИСАНИЕ

При погружении электрода в контролируемый раствор между поверхностью индикаторного шарика, изготовленного из специального электродного стекла, и измеряемым раствором возникает разность потенциалов, пропорциональная величине pH раствора. Величина ЭДС электрода также пропорциональна величине pH, так как потенциал встроенного вспомогательного электрода – величина постоянная, практически не зависящая от состава раствора. ЭДС электрода при подключении к pH-метру усиливается, преобразуется и может быть отсчитана в единицах pH.

В зависимости от области применения изготавливаются модификации электродов: ЭСКЛ-08М (координата изолентиальной точки: pH_и = 7,0 pH), ЭСКЛ-08М.1 (координата изолентиальной точки: pH_и = 4,25 pH).

Электроды в соответствии с рисунком 1 состоят из концентрически расположенных стеклянного (измерительного) и вспомогательного электродов. Электроды представляют собой стеклянный корпус, оканчивающийся индикаторным шариком из специального электродного стекла. В полость корпуса стеклянного (измерительного) электрода залит раствор, в который погружен контактный полуэлемент. В верхней части корпуса электродов расположена потенциалообразующая система вспомогательного электрода, которая с помощью фитиля сообщается с насыщенным раствором хлористого калия, заполняющим полость корпуса. На корпусе электродов имеется отверстие для заливки насыщенного раствора хлористого калия и электролитический ключ вспомогательного электрода для обеспечения связи с анализируемой средой. Электроды соединяются с прибором при помощи кабеля, заканчивающегося вилкой, центральная часть которой связана с полуэлементом стеклянного электрода, с потенциалообразующей системой вспомогательного электрода.

Знак поверки (оттиск поверительного клейма) наносится на паспорт





Рисунок 1 – Общий вид электродов стеклянных комбинированных лабораторных ЭСКЛ-08М, ЭСКЛ-08М.1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Температура анализируемой среды от 0 до 50 °C.

2 Предельные значения линейного диапазона водородной характеристики электродов:
при температуре 25 °C - от 0 до 12,0 pH;
при температуре 50 °C - от 0 до 10,2 pH.

3 Отклонение водородной характеристики электродов от линейности при предельных значениях pH не превышает ±0,2 pH.

4 ЭДС электродов (потенциал стеклянного электрода относительно встроенного вспомогательного электрода) в буферном растворе при выпуске электродов из производства не отклоняется более чем на ±12 мВ от расчетного значения E_p , мВ, определяемого по формуле

$$E_p = E_n + S_t \cdot (pH_t - pH_n), \quad (1)$$

где E_n , pH_n – номинальные значения координат изопотенциальной точки (указанны в паспорте на электрод), соответственно, мВ, pH;

S_t – крутизна водородной характеристики электрода при температуре t °C, рассчитанная по формуле (2), мВ/pH;

pH_t – значение pH стандартного буферного раствора при температуре t °C.

Отклонение ЭДС электродов от расчетного значения при последующих проверках не превышает ±30 мВ.

5 Потенциал вспомогательного электрода (встроенного электрода сравнения) относительно нормального водородного электрода при температуре 20 °C (202 ± 5) мВ.

6 Крутизна водородной характеристики электродов S_t , мВ/pH, в линейной части кривой (по абсолютной величине) при выпуске из производства не менее 0,99, при последующих проверках не менее 0,98 от значений, вычисленных по формуле

$$S_t = -(54,197 + 0,1984 \cdot t), \quad (2)$$

где t – температура анализируемой среды, °C.

7 Отклонение значения координат изопотенциальной точки pH_n от номинальной величины, указанной в паспорте на электроды, не превышает:

- ± 0,5 pH при выпуске из производства;
- ± 1 pH при последующих проверках.

8 Электрическое сопротивление стеклянного электрода при температуре 20 °C:

- от 10 до 90 МОм при выпуске из производства;
- от 10 до 150 МОм при последующих проверках.

9 Электрическое сопротивление вспомогательного электрода при температуре 20 °C не превышает 20 кОм.

10 Электрическое сопротивление изоляции электродов, не погруженных в раствор, измеренное между выводами электродов, не менее $1 \cdot 10^{11}$ Ом при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °C и относительной влажности до 80 %.

11 Скорость истечения раствора хлористого калия через электролитический ключ вспомогательного электрода при температуре (20 ± 5) °C от 0,3 до 3,5 мл в сутки.

12 Вероятность безотказной работы электрода за наработку 1000 ч – 0,85.

13 Средний ресурс электродов – 1500 ч.

14 Габаритные размеры электродов, не более:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - диаметр погружной части - длина без учета длины выводного кабеля - длина выводного кабеля | <ul style="list-style-type: none"> – 20 мм; – 175 мм; – 1000 мм. |
|---|---|

15 Масса электродов не более 75 г.



ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на титульный лист паспорта электродов типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- электрод - 1 до 10 шт. в зависимости от заказа;
- паспорт - 1 экз.

Руководство по эксплуатации с методикой поверки поставляется по требованию потребителя на партию электродов.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25-7410.0008-87 Электроды стеклянные комбинированные лабораторные ЭСКЛ-08М. Технические условия

МП. МН 420-98 Электроды стеклянные комбинированные лабораторные ЭСКЛ-08М. Методика поверки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Электроды стеклянные комбинированные лабораторные ЭСКЛ-08М соответствуют требованиям ТУ 25-7410.0008-87.

Межповерочный интервал – 12 месяцев.

Государственные контрольные испытания проведены центром испытаний средств измерений Республиканского унитарного предприятия «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (аттестат аккредитации № ВУ/112 02.6.0.0002 от 15.02.2008)

Юридический адрес: ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, тел. +375 232 68 44 01
E-mail: mail@gomelcsms.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Гомельский завод измерительных приборов»

Адрес: Республика Беларусь, 246001, г. Гомель, ул. Интернациональная, 49

Тел. (0232) 74-64-11, 74-25-56, 74-02-04,

Факс (0232) 74-47-03

E-mail: zip@mail.gomel.by

Руководитель центра испытаний средств измерений Республиканского унитарного предприятия «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»


С.И. Руденков

Главный инженер
Открытого акционерного общества
«Гомельский завод измерительных приборов»

