

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Республиканского унитарного предприятия
«Белорусский государственный

институт «Метрология»

Н.А. Жагора
2015



СПЕКТРОМЕТРЫ
ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
СКГ-АТ1316

Внесены в Государственный реестр средств измерений
Регистрационный № 150317165814

Выпускают по ТУ РБ 100865348.006-2002.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Спектрометры излучения человека **СКГ-АТ1316** (далее СИЧ) предназначены для измерения активности гамма-излучающих радионуклидов, содержащихся в теле человека.

СИЧ предназначены для применения в лабораториях учреждений, организаций и ведомств, осуществляющих контроль внутреннего облучения населения и персонала.

ОПИСАНИЕ

СИЧ представляет собой стационарное спектрометрическое средство измерения.

В качестве детектора излучения в СИЧ используется сцинтиляционный блок детектирования с кристаллом NaI (Tl) размером Ø150x100 мм.

Спектрометр имеет стационарную конструкцию и построен по блочно-модульному принципу.

Спектрометр состоит из:

- кресла СИЧ;
- блока детектирования (БД) СИЧ, размещаемого в кресле.

Принцип действия СИЧ основан на накоплении и обработке амплитудных спектров импульсов, поступающих от БД СИЧ.

Амплитуда импульсов, пропорциональная энергии гамма-излучения, преобразуется в цифровой код, который хранится в запоминающем устройстве (ЗУ) интеллектуального БД. Данные из ЗУ БД в реальном масштабе времени передаются в персональный компьютер (ПК) для обработки с использованием программного обеспечения СИЧ. Результаты обработки отображаются на мониторе ПК.

Кресло СИЧ обеспечивает размещение пациента в соответствии с геометрией измерения.

Программное обеспечение (ПО) СИЧ состоит из встроенного ПО и прикладного ПО «SICH1316».

Встроенная программа предназначена для измерения спектра гамма-излучения, передачи данных на КП. Встроенная программа защищена от преднамеренных и непреднамеренных измерений путем пломбирования блока детектирования. Целостность программы проверяется путем проверки целостности пломбы и корпуса блока детектирования.

Прикладное ПО «SICH1316» предназначено для получения измерительной информации, обработки и отображения результатов измерений на экране КП. При эксплуатации СИЧ имеется возможность изменения программы «SICH1316». Целостность программы «SICH1316» проверяется стандартными средствами (например, TotalCommander, DoubleCommander).

Идентификационные данные ПО«SICH1316» представлены в таблице 1

Таблица 1

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
SICH1316	SICH 1316_rus.exe	1.5.3.10; 1.x.y.z*	5d964c0a623cb1bc736f63 07d8bd63a2**	MD5

* x, y, z – составная часть номера версии ПО: x, у принимаются равными от 0 до 9; z принимается равной от 1 до 999;
** Контрольная сумма относится к версии ПО 1.5.3.10.
Идентификационные данные для версии ПО 1.x.y.z вносятся в раздел «Свидетельство о приемке» руководства по эксплуатации и в протокол поверки при первичной поверке

Схема с указанием места нанесения клейма-наклейки поверителя приведена в приложении к описанию типа.

Общий вид СИЧ представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид СИЧ



Лист 2 Листов 7

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики СИЧ представлены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика 1	Значение 2												
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения	от 50 до 3 000 кэВ												
Диапазон каналов измерения аппаратурных спектров	от 1 до 1024												
Характеристика преобразования СИЧ	нормируется зависимостью энергии регистрируемого гамма-излучения от номера канала аналого-цифрового преобразователя и представляться в виде таблицы «номер канала – энергия гамма-излучения».												
Значение интегральной нелинейности СИЧ в диапазоне энергий от 50 до 3 000 кэВ	± 1 %												
Относительное энергетическое разрешение СИЧ для энергии 661,6 кэВ при измерении с радионуклидным источником ^{137}Cs типа ОСГИ-3	не более 12 %												
Максимальная входная статистическая загрузка СИЧ При изменении входной статистической загрузки от 10^3 до 10^4 с^{-1} : – относительное изменение энергетического разрешения – относительное смещение положения центроиды пика полного поглощения (ППП) радионуклида ^{137}Cs	не менее 10^4 с^{-1} не более ± 20 % не более ± 1 %												
Эффективность регистрации в ППП для энергии 661,6 кэВ при использовании стандартных образцов активности инкорпорированного радионуклида ^{137}Cs (Φ – индекс фантома)	Эффективность регистрации, 10^{-3} имп/фотон <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">$\Phi 1$</th> <th style="text-align: center;">$\Phi 2$</th> <th style="text-align: center;">$\Phi 3$</th> <th style="text-align: center;">$\Phi 4$</th> <th style="text-align: center;">$\Phi 5$</th> <th style="text-align: center;">$\Phi 6$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">$8,54 \pm 0,74$</td> <td style="text-align: center;">$6,02 \pm 0,43$</td> <td style="text-align: center;">$3,61 \pm 0,24$</td> <td style="text-align: center;">$2,76 \pm 0,18$</td> <td style="text-align: center;">$2,41 \pm 0,16$</td> <td style="text-align: center;">$1,95 \pm 0,14$</td> </tr> </tbody> </table>	$\Phi 1$	$\Phi 2$	$\Phi 3$	$\Phi 4$	$\Phi 5$	$\Phi 6$	$8,54 \pm 0,74$	$6,02 \pm 0,43$	$3,61 \pm 0,24$	$2,76 \pm 0,18$	$2,41 \pm 0,16$	$1,95 \pm 0,14$
$\Phi 1$	$\Phi 2$	$\Phi 3$	$\Phi 4$	$\Phi 5$	$\Phi 6$								
$8,54 \pm 0,74$	$6,02 \pm 0,43$	$3,61 \pm 0,24$	$2,76 \pm 0,18$	$2,41 \pm 0,16$	$1,95 \pm 0,14$								
Эффективность регистрации в ППП для энергии 795,9 кэВ при использовании стандартных образцов активности инкорпорированного радионуклида ^{134}Cs (Φ – индекс фантома)													
Диапазон измерения активности инкорпорированного радионуклида ^{137}Cs , Бк													
Диапазон измерения активности инкорпорированного радионуклида ^{134}Cs , Бк													
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения активности радионуклидов ^{137}Cs и ^{134}Cs в фантоме всего тела человека	± 15 %												

Продолжение таблицы 2

1	2									
	Ф1	Ф2	Ф3	Ф4	Ф5	Ф6				
Минимальная измеряемая активность радионуклида ^{137}Cs в фантоме всего тела человека за время измерения 1 ч при статистической погрешности 50 % ($P=0,95$), Бк, не более (Ф – индекс фантома)	89	101	157	203	231	254				
Минимальная измеряемая активность радионуклида ^{134}Cs в фантоме всего тела человека за время измерения 1 ч при статистической погрешности 50 % ($P=0,95$), Бк, не более (Ф – индекс фантома)	58	94	141	181	206	241				
Время установления рабочего режима	не более 10 мин									
Нестабильность градуировочной характеристики преобразования за время непрерывной работы	$\pm 1 \%$									
Нестабильность показаний при измерении активности за время непрерывной работы	$\pm 3 \%$									
Мощность, потребляемая от сети переменного тока при номинальном напряжении 230 В, (без учета принтера)	не более 200 В·А									
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения активности и относительного смещения положения центроиды ППП радионуклида ^{137}Cs :	Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения активности		Пределы относительного смещения положения центроиды ППП							
– при изменении температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур относительно нормальных условий	$\pm 3 \%$		$\pm 2 \%$							
– при изменении напряжения питания (от 195 В до 253 В)	$\pm 3 \%$		$\pm 2 \%$							
– при изменении постоянного магнитного поля напряженностью 40 А/м	$\pm 3 \%$		$\pm 3 \%$							
Габаритные размеры составных частей СИЧ, не более:	$\varnothing 177 \times 456$ мм $1090 \times 606 \times 1100$ мм									
– блок детектирования (БД) СИЧ										
– кресло СИЧ										
Масса составных частей СИЧ, не более:	10 кг 230 кг									
– БД СИЧ										
– кресло СИЧ										

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится:

- на наклейку СИЧ, расположенную на верхней торцевой поверхности спинки кресла СИЧ, методом офсетной печати;
- на титульный лист руководства по эксплуатации методом компьютерной графики.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки СИЧ указан в таблице 3.

Таблица 3

Наименование, тип	Количество	Примечание
1 Блок детектирования СИЧ	1	
2 Кресло СИЧ	1	
3 Компьютер персональный IBM-совместимый с принтером	1	В кресле размещается защита блока детектирования СИЧ Спецификация согласно гарантийному талону
4 Компакт-диск с программным обеспечением «SICH1316»	1	
5 Руководство оператора	1	К программе «SICH1316»
6 Руководство по эксплуатации	1	Содержит раздел «Проверка»
7 Паспорт на источник гамма-излучения	1	Приложение А руководства по эксплуатации. Источник гамма-излучения на основе радионуклида ^{137}Cs входит в комплект КИ
8 Методика выполнения измерений МВИ.МН 1958-2003	1	Для измерения активности гамма-излучающих радионуклидов в теле человека. Поставляется по заказу
9 Комплект принадлежностей	1	
10 Упаковка картонная	1	
11 Упаковка картонная	1	При поставке ПК
12 Упаковка деревянная	7	

Примечания:

1 Входящий в состав СИЧ персональный компьютер (ПК) должен иметь:

- устройство чтения компакт-дисков;
- свободный порт USB.

2 По согласованию с заказчиком ПК и принтер могут не поставляться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ РБ 100865348.006-2002 «Спектрометр излучения человека СКГ-АТ1316. Технические условия».

ГОСТ 27451-87 «Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия».

ГОСТ 20790-93 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

ГОСТ 30324.0-95 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности».

МП.МН 1169-2002 «Спектрометр излучения человека СКГ-АТ1316. Методика поверки».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спектрометры излучения человека СКГ-АТ1316 соответствуют требованиям ГОСТ 27451-87, ГОСТ 20790-93, ГОСТ 30324.0-95, ТУ РБ 100865348.006-2002.

Межповерочный интервал – не более 12 месяцев (для спектрометров, применяемых в сфере законодательной метрологии).


Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ,
г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13.


Аттестат аккредитации № BY 112.02.1.0.0025.

Разработчик: УП «АТОМТЕХ», 220005, г. Минск, ул. Гикало, 5.
Изготовитель: УП «АТОМТЕХ», 220005, г. Минск, ул. Гикало, 5.

Начальник научно-исследовательского
центра испытаний средств измерений и техники

Директор УП «АТОМТЕХ»


S.B.Курганский


V.A.Кожемякин


ПРИЛОЖЕНИЕ

(обязательное)

Схема с указанием места нанесения знака поверки (клейма-наклейки)

Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки)

Шильдик



Лист 7 Листов 7