

Государственный комитет по стандартизации,
метрологии и сертификации Республики Беларусь
(ГОССТАНДАРТ)

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



№ 1663

Действителен до
01 августа 2005 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании результатов Государственных испытаний утвержден тип

бутирометров стеклянных,

ОАО "Химлаборприбор", г. Клин, Российская Федерация (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № РБ 03 07 1397 01 и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

Председатель Госстандарта



В.Н. КОРЕШКОВ
20 сентября 2001 г.

Продлено до _____ г.

Председатель Госстандарта

В.Н. КОРЕШКОВ
_____ 20__ г.

*Указ № 07-2001 от 29.08.01.
Шелест О.В. Шелестова*



СОГЛАСОВАНО

Директор Клинского ЦСМ

Ургант О.В.

15 " мая 2000 г.

Бутирометры

стеклянные

Внесены в Государственный

реестр средств измерений

Регистрационный N 786-90

Взамен N 786-89

Выпускаются по ТУ 25-2024.019-88.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Бутирометры стеклянные предназначены для определения массовой доли жира в молоке, сливках, молочных продуктов по методу, изложенному в ГОСТ 5867-69. Изготавливаются для нужд народного хозяйства.

ОПИСАНИЕ

Бутирометры представляют собой стеклянный прибор, состоящий из корпуса, в верхней части которого припаяна трубка со шкалой, заканчивающаяся головкой, запаянной сверху.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Испол- нение	Диапазон из- мерения мас- совой доли жира, %	Предел до- пускаемой абс. погр- шности, %	Вместимость гра- дуированной час- ти бютирометра, мл	Цена де- ления шкалы %, (мл)	Вместимость кор- пуса бютирометра мл	Длина шкалы, мм, не менее	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
1	от 0 до 6	± 0.05	0.750	0.10	21.5	65	25*195	0.026
1	от 0 до 40	± 0.25	2.252	0.50	21.5	65	25*195	0.031
2	от 0 до 0.5	± 0.02	0.125	0.02	43.0	20	25*195	0.038

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА.

Знак утверждения типа наносится на бутирометре.

КОМПЛЕКТНОСТЬ.

В комплект поставки входят:

- бутирометры 60 шт.,
- коробка из гофрированного картона.

ПОВЕРКА.

Поверка приборов производится по ГОСТ 8.482-83 "Жироскопы стеклянные. Методы и средства поверки." с использованием пипеток - рабочих эталонов. Поверка проводится при выпуске из производства, периодической поверке изделия не подлежат.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

ТУ 25-2024.019-88 - "Бутирометры стеклянные. Технические условия."

ГОСТ 8.482-83 - "Жироскопы стеклянные. Методы и средства поверки."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Бутирометры стеклянные соответствуют НД.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО "Химлаборприбор",

адрес: г.Клин, Московская обл., ул.Папивина, д.3

Генеральный директор
ОАО "Химлаборприбор"



М.С. Гинзбург