

Государственный комитет по стандартизации,
метрологии и сертификации Республики Беларусь
(ГОССТАНДАРТ)

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



№ 1664

Действителен до
01 января 2006 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании результатов
Государственных испытаний утвержден тип

стаканов с меткой и стаканов для отпуска напитков,

ОАО "Химлаборприбор", г. Клин, Российская Федерация (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под
№ РБ 03 07 1398 01 и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к
настоящему сертификату.

Председатель Госстандарта



В.Н. КОРЕШКОВ
20 сентября 2001 г.

Продлено до _____ г.

Председатель Госстандарта

В.Н. КОРЕШКОВ
_____ 20__ г.

*Удостоверено № 04-2001 от 29.09.01.
Исполнитель - В.В. Шемелева*

9к

СОГЛАСОВАНО



Директор Клинского ЦСМС

О. В. Ургант

10 2000 г.

<p>Стаканы с меткой и стаканы для отпуска напитков</p>	<p>Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>7576-00</u> Взамен № <u>7576-80</u></p>
--	--

Стаканы с меткой вместимостью 50, 100, 150, 250 мл выпускаются по ТУ 25-11-944-79. Стаканы для отпуска напитков вместимостью 100; 200 мл выпускаются по ТУ 4324-003-07609129-99.

Назначение и область применения.

Стаканы с меткой применяются в лабораториях и научно-исследовательских институтах.

Стаканы с меткой изготавливаются для потребностей народного хозяйства.

Стаканы для отпуска напитков используются для отпуска напитков, готовых к продаже (молоко, пиво, минеральная вода, различные виды спиртных напитков) в кафе, ресторанах, барах, гостиницах.

Описание.

Стаканы с меткой имеют прямую цилиндрическую форму. Стаканы для отпуска напитков имеют коническую форму. На стаканы наносятся шкалы с соответствующими оцифрованными отметками.

Таблица 1

Наименование	Номинальная вместимость пипеток, мл	Оцифрованные отметки	Предел допускаемой абс. погрешности, мл	Габаритные размеры	
				Высота, мм	Диаметр дна, мм
Стаканы с меткой	50	25, 50	± 2	75 ± 2	40 ± 1
	100	50, 100	± 2	90 ± 3	45 ± 2
	150	50, 100, 150	± 3	95 ± 3	53 ± 2
	250	50, 150, 250	$\pm 3,5$	95 ± 3	67 ± 3

1	2	3	4	5	6
'Стаканы для отпуска напитков	100	50, 100	$\pm 2,5$	100 ± 5	38 ± 2
	200	150, 200	± 4	135 ± 5	50 ± 2

Знак утверждения типа.

Знак утверждения типа наносится на стаканы методом штамповки.

Комплектность.

В комплект входят:

- Стаканы – в количестве по требованию заказчика,
- Коробка из гофрокартона упаковочная.

Поверка.

Поверка стаканов производится по РД 92-7179-93 «РД. Методические указания. Поверка лабораторной мерной стеклянной посуды и приборов», согласованной с ГЦИ СИ ВНИИР.

Средства поверки: рабочий эталон 1 разряда.

Поверка производится при выпуске из производства, периодической поверке изделия не подлежат.

Нормативные документы.

ТУ 4324-003-07609129-99 – «Стаканы для отпуска напитков. Технические условия»,

ТУ 25-11.944-79 – «Стаканы с метками. Технические условия»,


РД 92-891.006-90 – «Методические указания. Поверка лабораторной мерной стеклянной посуды и приборов».

Заключение.

Стаканы с метками вместимостью 50, 100, 150, 250 мл и стаканы для отпуска напитков вместимостью 100, 200 мл соответствуют НД.

Изготовитель: ОАО «Химлаборприбор», г. Клин, Московская область, ул. Папивина, д. 3.

Генеральный директор
ОАО «Химлаборприбор»



М.С.Гинзбург