

СОГЛАСОВАНО



Заместитель
Генерального директора
ФГУ «Брянский ЦСМ»
А.Б.ПОША
« 10 » 2007 г.

ПИПЕТКИ градуированные типов 2, 3, 4	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № _____ Взамен № _____
--	--

Выпускаются по ГОСТ 29228-91 "Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания", ГОСТ 29229-91 "Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 3. Пипетки градуированные с временем ожидания 15 с."

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пипетки предназначены для измерения объемов жидкостей при проведении химических анализов в лабораториях различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, учебных заведениях.

ОПИСАНИЕ

Пипетка представляет собой прямую стеклянную трубку, сливной кончик которой оттянут, а верхний - оплавлен.

Пипетки исполнения 2 имеют уменьшенный наружный диаметр верхнего кончика.

Вдоль оси пипеток нанесена градуировочная шкала.

Схема градуировки пипеток типов 2, 3 – 3 по ГОСТ 29227-91.

Схема градуировки пипеток типа 4 - 2 по ГОСТ 29227-91.



*Копие верна
Уфимцев*

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С от 10 до 35;
- относительная влажность при 25 °С, %, не более 80

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на пипетку методом вжигания или на этикетку методом печати.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Пипетка	2-1-2-0,1	500
то же	2-1-2-0,2	500
"-	2-1-2-1	500
"-	2-1-2-2	500
"-	2-1-2-5	500
"-	2-2-2-10	500
"-	2-2-2-25	500
"-	3-1-2-1	500
"-	3-1-2-2	500
"-	3-1-2-5	500
"-	3-2-2-10	500
"-	3-2-2-25	500
"-	4-1-1-0,5	500
Этикетка	МИДП.725237.001 ЭТ	1
Коробка	МИДП.321312.014	1

ПОВЕРКА

Поверку проводят по методике поверки "Пипетки" МИДП.725237.001 МП, согласованный с ФГУ "Брянский ЦСМ" в октябре 2007г.

При проведении поверки применяют следующие средства:

- линейка 0-500 мм, ЦД-1 мм, ГОСТ 427-75;
- лупа измерительная ЛИЗ-10^х ГОСТ 25706-83;
- штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89;
- термометр 0-55⁰С, ЦД – 0,1⁰С ТУ 25-2021.003-88;
- пипетки образцовые вместимостью 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 25 мл.

Поверка - первичная.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 29227-91 "Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Общие требования", ГОСТ 29228-91 "Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания", ГОСТ 29229-91 "Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Пипетки градуированные с временем ожидания 15 с."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип – Пипетки тип 2, 3, 4 утвержден техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: ООО "МиниМедПром", 242600, г. Дятьково Брянской обл.,
ул. Ленина, д. 182, корп. 5,
тел. (48333) 3-44-05; факс (48333) 3-27-02.

Директор ООО "МиниМедПром"



Ю.В.АХРАМЕЕВ

