

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)



STATE COMMITTEE FOR
STANDARDIZATION, METROLOGY
AND CERTIFICATION OF
THE REPUBLIC OF BELARUS
(GOSSTANDART)

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

CERTIFICATE OF PATTERN APPROVAL
OF STATE REFERENCE MATERIAL



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

54

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

25 мая 2001 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения НТК по метрологии Госстандарта (протокол №04 от 25.05.2000 г.) утвержден тип

государственного стандартного образца состава водного раствора глюкозы,

разработанный **АО "Белмедпрепараты",**
г. Минск, Республика Беларусь (BY),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений (раздел "Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов") под номером **СО РБ 07 0056 00** и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа ГСО приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель Госстандарта

В.Н. КОРЕШКОВ
5 июня 2000 г.

АННУЛИРОВАН



ОПИСАНИЕ ТИПА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

для Государственного реестра средств измерений
Республики Беларусь

УТВЕРЖДАЮ

Директор Бел ГИМ

Н. А. Жагора

" 10.08 2000 г.



Государственный стандартный образец состава водного раствора глюкозы молярной концентрации 10 моль/м³

Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь (раздел "Государственные стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов")

Регистрационный N СО РБ 07 0056 00

ВЫПУСКАЮТСЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ : ТУ РБ 05799746.046-99

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Государственный стандартный образец состава водного раствора глюкозы предназначен для градуировки, поверки экспресс-анализаторов глюкозы и других аналитических систем, используемых для определения молярной концентрации глюкозы в биологических жидкостях и других водных растворах, содержащих глюкозу в диапазоне концентраций от 2 до 30 моль/м³.

Государственный стандартный образец глюкозы может также использоваться для аттестации методик выполнения измерений, регламентирующих определение молярной концентрации глюкозы в биологических жидкостях или других водных растворах, содержащих глюкозу.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

определяющие необходимость применения стандартного образца:

ТУ 25-7179.001-85 "Анализатор "Эксан-Г";

ЛЦ 2.940.046 ТО "Анализатор "Эксан-Г". Техническое описание и инструкция по эксплуатации".

ОПИСАНИЕ

Государственный стандартный образец глюкозы представляет собой водный стабилизированный раствор D-глюкозы в 0,2 % растворе бензойной кислоты, расфасованный в полиэтиленовые тюбик-капельницы. Объем раствора в тюбике 1,5 мл.



НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики и границы допускаемых значений погрешности приведены в таблице 1.

Таблица 1

Аттестуемая характеристика	Обозначение единицы физической величины	Значение аттестуемой характеристики	Предел допускаемого отклонения аттестованного значения	Предел допускаемой абсолютной погрешности аттестованного значения
Молярная концентрация	моль/м ³	10	+ - 0,1	+ - 1 %

Срок годности экземпляра стандартного образца - 12 месяцев.

Аттестация стандартного образца производится при выпуске из производства по "Методике метрологической аттестации стандартного образца состава водного раствора глюкозы" ПМА.МН 314-98.

Оттиск поверительного клейма государственного поверителя наносится на свидетельство.

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА наносится на упаковку.

РАЗРАБОТЧИК - АО "Белмедпрепараты"
220007 г. Минск, ул. Фабрициуса, 30

ИЗГОТОВИТЕЛЬ - АО "Белмедпрепараты"
220007 г. Минск, ул. Фабрициуса, 30

Генеральный директор
АО "Белмедпрепараты"



В.М.Царенков

