

## ОПИСАНИЕ ТИПА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

для Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь



|   |  |
|---|--|
| <b>Государственный стандартный образец водного буферного раствора pH 12,00 (25 °C)<br/>/ Buffer solution pH 12,00 (25 °C)</b> | Внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь (раздел 2 "Государственные стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов")<br>Регистрационный номер <b>ГСО РБ 3046-2015</b> |
|---|--|

### ТИПА И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПУСКА ГСО

Выпускается по документации фирмы "Merck KGaA", Германия  
Форма выпуска: серийное производство.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Государственный стандартный образец (далее ГСО) водного буферного раствора pH 12,00 (25 °C) / Buffer solution pH 12,00 (25 °C) предназначены для калибровки pH-метров, электродов для измерения pH, а также могут использоваться для метрологического контроля средств измерений и метрологического подтверждения пригодности методик выполнения измерения значения pH в водных растворах различных материалов.

### ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО:

- EN 1245:2011 Клеи. Определение pH,
- ГОСТ 12788-87 Пиво. Методы определения кислотности,
- ГОСТ 6687.4-86 Напитки безалкогольные, квасы и сиропы. Метод определения кислотности,
- ГОСТ 5670-96 Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности,
- Методики поверки / калибровки на конкретные типы средств измерений.

**ОПИСАНИЕ:** ГСО представляет собой раствор динатрия гидрофосфата и гидроксида натрия в высокочистой воде. Состав раствора соответствует DIN 19266, IUPAC, NIST.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** 30 штук металлизированных пакетиков по 30 мл каждый в коробке с этикеткой, сертификат анализа производителя.

## СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1

| Сертифицированный параметр    | Номинальное значение сертифицированного параметра СО при 25 °C , ед. pH | Расширенная неопределенность сертифицированного значения ед. pH (k =2 и P=95 %), не менее |
|-------------------------------|---|---|
| Значение pH раствора (ед. pH) | 12,00*  | 0,02  |

\* - в сертификате анализа на конкретную партию указывается конкретное значение pH.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** При определении значения pH в стандартных образцах водных буферных растворов использовался метод 5-точечной калибровки с комбинированным стеклянным электродом и эталонные буферные растворы по DIN 19266, IUPAC, NIST и фармакопеям США и Европы, приготовленными из исходных сертифицированных материалов PTB и NIST.

Изготовитель СО (фирма "Merck KGaA", Германия) аккредитован на соответствие требованиям ISO 17025 службой "DAKKS" (Германия)

**СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА ГСО:** Срок годности СО – 2 года. Температурные условия хранения от + 15 °C до + 25 °C в невскрытой упаковке до истечения срока годности. Вскрытый пакетик с образцом хранению не подлежит.

**ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА:** Знак утверждения типа наносится типографским способом на этикетку и сертификат.

**РАЗРАБОТЧИК и ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** фирма "Merck KGaA", Германия  
Адрес: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Germany

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДИСТРИБЮТЕР В РБ:** ЧП «Аплитек»  
Ул. 40 лет Победы, 27/4, ком. 606,  
223053, д. Боровляны, Республика Беларусь

Зам. директора БелГИМ



Т.А. Коломиец